WARTNER®

(SI) Za odstranjevanje navadnih bradavic in bradavic na stopalih

PRED UPORABO PREBERITE CELOTNO NAVODILO ZA UPORABO

(HR) (BIH) Za uklanjanje običnih bradavica i bradavica na stopalima

PRIJE PRIMJENE PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTE ZA UPORABU

(SRB) Za uklanjanje običnih bradavica i bradavica na stopalima

PRE UPOTREBE PROČITAJTE KOMPLETNO UPUTSTVO ZA UPOTREBU

A. Kako deluje Wartner?

Wartner odstranjuje bradavice z enako metodo zamrzovanja kot jo uporabljajo zdravniki:

1. Wartner takoj zamrzne bradavico vse do jedra. Ko penasti nastavek pritisnemo na bradavico, koža lahko postane bela, kot posledica zamrzovanja pa se pojavi blag občutek bolečega zbadanja. Ob odstranitvi penastega nastavka, bo koža dobila svojo normalno barvo. Občutek rahlo bolečega zbadanja bo hitro ponehal in izginil v nekaj urah.
2. Ko se zamrznjeno področje ogreje, lahko postane rdeče. Zaradi zamrznitve se pod bradavico v nekaj dneh oblikuje neviden mehur. Bradavica, ki ste jo zamrznili, postopno izgine ali odpade v 10–14 dneh, pod njo pa se oblikuje nova, zdrava koža.

A. Kako djeluje Wartner?

Wartner uklanja bradavice metodom zamrzavanja koju primjenjuju i liječnici:

1. Odmah nakon nanošenja, Wartner zamrzava bradavicu do jezgre. Kada pjenasti nastavak pritisnete na bradavicu, koža pobijeli te se zbog zamrzavanja osjeća neznatno bolno bockanje. Nakon uklanjanja pjenastoga nastavka, koža poprima svoju normalnu boju. Bolan osjećaj bockanja ubrzo jenjava i trebao bi nestati za nekoliko sati.
2. Nakon što se ugrije, zamrznuto područje pocrveni. Zbog zamrzavanja, ispod bradavice u roku od nekoliko dana nastaje mjehur koji se ne mora vidjeti golim okom. Tretirana bradavica postupno nestaje ili otpada u sljedećih 10 do 14 dana, a ispod nje nastaje nova zdrava koža.

A. Kako deluje Wartner?

Wartner uklanja bradavice na rukama i stopalima metodom zamrzavanja koju primenjuju lekari.

1. Odmah nakon nanošenja, Wartner zamrzava bradavicu do jezgra. Kada sunđerasti aplikator pritisnete na bradavicu, koža pobeli usled zamrzavanja i pojaviće se osećaj blagog bolnog peckanja. Nakon uklanjanja sunđerastog aplikatora , koža poprima svoju normalnu boju. Bolni osećaj peckanja će brzo početi da se smanjuje i trebao bi nestati za nekoliko sati.
2. Nakon što se zagreje, zamrznuto područje pocrveni. Usled zamrzavanja, ispod bradavice u roku od nekoliko dana formiraće se plik koji se možda neće videti golim okom. Tretirana bradavica postepeno nestaje ili otpada u narednih 10 do 14 dana a na njenom mestu nastaje nova i zdrava koža.



B. Neželeni učinki:

- Tako kot pri vseh metodah zamrzovanja koža lahko začasno postane bela.
- Pomembno je, da izdelek uporabljate skladno z navodilom za uporabo. Prekomerna izpostavljenost izdelku za zamrzovanje lahko povzroči pregloboko zamrznitev in poškoduje zgornje plasti kože, kar lahko povzroči brazgotine na koži in/ali poškodbe živcev.
- Če je zdravo tkivo na prstih nog ali rok izpostavljeno zamrzovanju (to se lahko zgodi, če držite penasti nastavek na bradavici dlje, kot je predpisano), lahko pride do lokalnega odmrtja tkiva.
- Pri nekaterih ljudeh se lahko pojavijo večji mehurji, kar je lahko boleče.
- Ko bradavica odpade, lahko pride do depigmentacije (razbarvanja kože) ali nastanka manjše brazgotine.
- Uporaba Wartnerja lahko povzroči manjše opekline zaradi nizke temperature zamrzovanja, vendar so taki primeri zelo redki.
- Zelo je pomembno, da Wartner uporabljate v skladu z navodilom za uporabo in s tem zmanjšate možnost nastanka neželenih učinkov (glejte Navodilo za uporabo).

B. Nuspojave:

- U svih metoda zamrzavanja, koža privremeno može pobijeliti.
- Proizvod je važno upotrebljavati u skladu s uputama za uporabu jer pretjerano izlaganje proizvodu za zamrzavanje može oštetiti gornje slojeve kože te izazvati ožiljke i/ili oštećenje živca.
- Ako se zdravo tkivo na prstima na ruci ili nozi izloži proizvodu (što se može dogoditi ako se nastavak zadrži na bradavici dulje od naznačenoga vremena), može doći do lokalnog odumiranja tkiva.
- U nekih ljudi mogu nastati veći i bolni mjehuri.
- Otpadanje bradavice može izazvati depigmentaciju i/ili male ožiljke.
- Pri uporabi Wartnera mogu nastati manje opekline zbog niske temperature zamrzavanja proizvoda, ali takve nuspojave nisu česte.
- Neizmjerno je važno Wartner upotrebljavati u skladu s uputama za uporabu jer se na taj način smanjuje mogućnost nuspojava (pročitajte upute za uporabu).

B. Neželjeni efekti:

- Kao i kod svih metoda gde se primenjuje zamrzavanje, koža može privremeno da pobeli.
- Važno je da se proizvod koristi u skladu sa uputstvima za upotrebu jer preterano izlaganje proizvodu za zamrzavanje može oštetiti gornje slojeve kože što može izazvati ožiljke i/ili oštećenje nerava.
- Ako se zdravo tkivo na prstima na ruci ili nozi izloži proizvodu (što se može dogoditi ako se aplikator zadrži na bradavici duže od naznačenoga vremena), može doći do lokalnog odumiranja tkiva.
- Kod nekih ljudi mogu nastati veći i bolni plikovi.
- Otpadanje bradavice može izazvati depigmentaciju i/ili male ožiljke.
- Upotrebom Wartnera mogu nastati manje opekotine zbog niske temperature zamrzavanja proizvoda, ali takvi neželjeni efekti nisu česti.
- Izuzetno je važno da se Wartner upotrebljava u skladu s uputstvima za upotrebu jer se na taj način smanjuje mogućnost neželjenih efekata (pročitajte uputstvo za upotrebu).

C. V katerih primerih Wartnerja ne smete uporabiti:

Ta izdelek lahko uporabljajo le odrasli. Ne uporabljajte izdelka pri otrocih, mlajših od 4 let.
Ne uporabljajte, če ste noseči ali dojite. Ne uporabljajte, če imate sladkorno bolezen, ker se zamrznjeno področje morda ne bo zacelilo enako hitro ali celovito. Ljudje s slabo prekrvavitvijo naj se pred uporabo Wartnerja posvetujejo z zdravnikom.

Ne uporabljajte na predelih tanke ali občutljive kože, kot so obraz, vrat, pazduhe, prsi, zadnjica ali genitalije. Ne uporabljajte na razdraženi koži ali kateremkoli delu kože, ki je okužen, pordel ali kaže kakršne koli znake vnetja, kot sta srbenje ali otekanje.
Ne smete ga uporabljati na bradavicah, iz katerih izraščajo dlake, na znamenjih, temno obarvanih znamenjih, pigmentirani koži ali na delih kože, ki so nenavadnega videza.

C. Slučajevi u kojima ne biste trebali koristiti Wartner:

Ovaj proizvod smiju nanositi samo odrasli. Nemojte ga upotrebljavati u djece mlađe od 4 godine starosti.
Nemojte ga upotrebljavati tijekom trudnoće ili dojenja. Nemojte ga upotrebljavati ako imate šećernu bolest jer zamrznuto područje kože neće tako brzo ili potpuno zarasti. Osobe s lošom cirkulacijom prije uporabe Wartnera trebaju se obratiti svom liječniku.

Wartner nemojte upotrebljavati na tankoj ili osjetljivoj koži, primjerice na licu, vratu, području pazuha, prsima, stražnjici ili spolnim organima. Nemojte ga upotrebljavati na nadraženoj koži ili području koje je inficirano, crveno ili pokazuje znakove upale kao što su svrbež ili oteklina.
Proizvod nemojte upotrebljavati na bradavicama ako iz njih izrastaju dlake, na madežima, tamnim madežima, pigmentiranoj koži ili na drugim neuobičajenim oblicima na koži.

C. Slučajevi u kojima ne biste trebali koristiti Wartner:

Ovaj proizvod smeju nanositi samo odrasle osobe. Nemojte ga upotrebljavati kod dece mlađe od 4 godine starosti.
Nemojte ga upotrebljavati tokom trudnoće ili dojenja. Proizvod ne upotrebljavati ukoliko patite od dijabetesa jer zamrznuto područje kože neće tako brzo ili potpuno zarasti. Osobe s lošom cirkulacijom pre upotrebe Wartnera bi ste trebale obratiti svom lekaru.
Wartner nemojte upotrebljavati na tankoj ili osjetljivoj koži, kao što je koža lica, vrata, područja pazuha, grudima, zadnjici ili polnim organima. Nemojte ga upotrebljavati na nadraženoj koži ili području koje je inficirano, crveno ili pokazuje znakove upale kao što su svrab ili opekotina.
Proizvod nemojte upotrebljavati na bradavicama ako iz njih izrastaju dlake, na belezima, tamnim mladežima, pigmentisanoj koži ili na drugim neuobičajenim stanjima na koži.

D. Opozorila:

- Če dvomite, da je izrastek na koži bradavica, se pred uporabo izdelka posvetujte z zdravnikom.
- Primerno samo za zunanjo uporabo; ne zaužijte ali vdihujte, uporabljajte le v dobro prezračenih prostorih.
- Takoj po uporabi si umijte roke (razen področja, ki ste ga zamrznili).
- Wartner uporabljajte samo s priloženimi posebnimi penastimi nastavki.
- Za vsako bradavico uporabite nov penasti nastavek; en penasti nastavek je za enkratno uporabo.
- Če imate bradavico na vrhu roke, med odstranjevanjem počasi premikajte prste.
- Izogibajte se stiku z zdravo kožo okoli bradavice, ki jo odstranjujete.
- Penastega nastavka ne pritiskajte premočno na bradavico.
- Ne dotikajte se področja okoli bradavice.
- Penasti nastavek držite na bradavici največ 20 sekund (navadna bradavica) ali 40 sekund (bradavica na stopalih) ali manj, če bradavica in koža okoli nje postaneta beli.
- Če imate več bradavic zelo blizu skupaj, posebej na prstih rok ali nog, odstranjujte vsako posebej, eno po eno, z 2-tedenskimi intervali med posameznimi odstranjevanji.
- Stare in velike bradavice je težko odstraniti. Pogosto je potrebno več kot eno odstranjevanje z Wartnerjem.
- Če je potrebno več kot eno odstranjevanje, ponovite postopek odstranjevanja po dveh tednih. Ne odstranjujte iste bradavice več kot trikrat. Posvetujte se s svojim zdravnikom, v kolikor po treh uporabah bradavica ni odpadla.
- Rok uporabe in številka serije (LOT) sta odtisnjena na škatlici in na dnu aerosolnega pršilnika.
- NEVARNOST. Wartner vsebuje zelo lahko vnetljive komponente. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
- Zaščititi pred sončno svetlobo in ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/ 122 °F. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
- Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
- Izdelek uporabite v dobro prezračenem območju, vsaj 1m oddaljenem od odprtega ognja, žarečih snovi in virov vžiga, vključno z lučmi. V bližini ne prižigajte cigaret.
- Hraniti na varnem mestu, pri sobni temperaturi. Hraniti zunaj dosega otrok.
- Pršilnik odvržite v gospodinjski odpad le, ko je popolnoma prazen. V kolikor pršilnik ni izpraznjen, ga je potrebno odvreči med posebne odpadke.
- Izogibajte se pretiranemu piljenju bradavic na stopalih, saj lahko to povzroči manjše modrice ali krvavitve
- Ne delite pilice za stopala z drugimi osebami, saj so bradavice zelo nalezljive.
- Ne uporabljajte obližev, če ste alergični na akrilate; v primeru draženja prenehajte uporabljati obliže.

D. Mjere opreza:

- Ako niste sigurni je li izraslina na koži bradavica, obratite se liječniku.
- Primjereno samo za vanjsku uporabu; nemojte progutati ili udahnuti, upotrebljavajte samo u dobro prozračenim prostorijama.
- Neposredno nakon uporabe operite ruke (osim područja na koje ste nanijeli proizvod).
- Wartner upotrebljavajte samo u kombinaciji s posebnim priloženim pjenastim nastavcima.
- Za svaku bradavicu upotrijebite novi pjenasti nastavak, koji je za jednokratnu uporabu.
- Ako je bradavica na vrhu ruke, polako razmaknite prste pri nanošenju proizvoda.
- Izbjegavajte dodir sa zdravom kožom oko bradavice koju ćete ukloniti.
- Nemojte previše pritiskati pjenasti nastavak na bradavicu.
- Nemojte doticati područje oko bradavice.
- Pjenasti nastavak držite najviše 20 sekundi na običnoj bradavici i 40 sekundi na bradavici na stopalu ili manje ako bradavica i koža oko nje pobijele.
- Ako imate više bradavica koje su blizu jedna drugoj, posebice na ruci ili prstu, uklanjajte ih odvojeno, jednu po jednu, u razmaku od dva tjedna nakon prethodnog uklanjanja.
- Stare i velike bradavice teško se uklanjaju i za njih neće biti dovoljno samo jednom nanijeti proizvod Wartner.
- Ako je proizvod potrebno nanijeti više puta, postupak ponovite nakon dva tjedna. Nemojte istu bradavicu uklanjati više od tri puta. Ako nakon tri nanošenja proizvoda ne primijetite poboljšanje, obratite se svom liječniku.
- Rok valjanosti i broj serije (LOT) navedeni su na pakiranju i dnu aerosolnog raspršivača.
- OPASNOST. Wartner sadržava iznimno zapaljive sastojke. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti.
Ne prskati u otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja.
- Zaštititi od sunčevog svjetla. Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C/ 122 °F. Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije.
- Ne bušiti, niti paliti čak ni nakon uporabe.
Upotrebljavajte ga samo u dobro prozračenim prostorijama, najmanje 1 m od otvorenog plamena, izvora topline, izvora paljenja, uključujući i svjetla. Nemojte držati zapaljenu cigaretu u blizini proizvoda tijekom uporabe.
- Čuvati na sigurnom mjestu na sobnoj temperaturi. Čuvati izvan dohvata djece.
- Odložiti aerosol u kućni otpad samo ukoliko je potpuno ispražnjen. Ukoliko u aerosolu ima još plina potrebno ga je odložiti u poseban otpad.
- Izbjegavajte prekomjerno raščanje bradavice na stopalu, jer mogu nastati manje modrice ili krvarenje.
- Nemojte dijeliti raščicu s drugim osobama, jer su bradavice vrlo zarazne.
- Nemojte koristiti flastere ako ste alergični na akrilate; u slučaju nadraživanja, prestanite koristiti flastere.

D. Mere opreza:

- Ako niste sigurni da li je izraslina na koži bradavica, obratite se lekaru.
- Pogodno samo za spoljnu upotrebu; nemojte gutati ili udisati, koristite samo u dobro provetrenim prostorijama.
- Neposredno nakon upotrebe operite ruke (osim područja na koje ste naneli proizvod).
- Wartner upotrebljavajte samo u kombinaciji s posebnim priloženim sunđerastim aplikatorima.
- Za svaku bradavicu upotrebite novi sunđerasti aplikator, koji je za jednokratnu upotrebu
- Ako je bradavica na vrhu ruke, polako razmaknite prste pri nanošenju proizvoda.
- Izbegavajte dodir sa zdravom kožom oko bradavice na koju primenjujete tretman.
- Nemojte previše pritiskati sunđerasti aplikator na bradavicu.
- Nemojte natapati područje oko bradavice.
- Sunđerasti aplikator držite najviše 20 sekundi na običnoj bradavici i 40 sekundi na bradavici na stopalu ili manje ako bradavica i koža oko nje pobele.
- Ako imate više bradavica jedna blizu drugoj, posebno na ruci ili prstima, tretirajte ih odvojeno, jednu po jednu, u razmaku od dve nedelje između tretmana.

• Stare i velike bradavice se teško uklanjaju, često im je potrebno više od jednog tretmana Wartnerom.
• Ako je proizvod potrebno primeniti više puta, postupak ponovite nakon dve nedelje. Nemojte istu bradavicu tretirati više od tri puta. Ako nakon tri nanošenja proizvoda ne dođe do poboljšanja, obratite se svom lekaru.
• Rok upotrebe i broj serije (LOT) navedeni su na pakovanju i dnu aerosolnog raspršivača.
• OPASNOST. Wartner sadrži izuzetno zapaljive sastojke. Čuvati odvojeno od toplote, vrućih površina, iskri, otvorenog plamena i ostalih zapaljivih izvora. Ne pušiti. Ne prskati u otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja.
• Zaštititi od sunčeve svetlosti. Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C/ 122 °F. Posuda je po pritiskom: može ekplodirati pri zagrevanju.
• Nemojte bušiti ili spaljivati posudu čak i nakon upotrebe.
Upotrebljavajte ovaj proizvod u dobro provetrenom prostoru, najmanje 1m od otvorenog plamena, izvora toplote, izvora paljenja, uključujući i svetlo. Nemojte držati zapaljenu cigaretu u blizini proizvoda.
• Čuvati na sigurnom mestu na sobnoj temperaturi. Čuvati izvan domašaja dece.
• Odložiti aerosol u kućni otpad samo ukoliko je potpuno ispražnjen.
• Ukoliko u aerosolu ima još ostatka proizvoda, potrebno ga je odložiti u poseban otpad.
• Izbegavajte prekomerno natapanje bradavice na stopalu, jer mogu nastati manje modrice ili krvarenje.
• Nemojte deliti turpiju s drugim osobama, jer su bradavice vrlo zarazne.
• Nemojte koristiti flastere ako ste alergični na akrilate; u slučaju iritacije, prestanite sa upotrebom flastera.

E. Eno pakiranje Wartner vsebuje:

• aerosolni pršilnik z mešanico dimetil etra in propana, ki ni škodljiva za okolje. CE 0344
• 1 plastični ključ za večkratno uporabo za namestitev penastih nastavkov.
• 12 penastih nastavkov za 12 odstranjevanj bradavic z Wartnerjem.
• 1 pilica za stopala za večkratno uporabo (samo v kompletu namenjenem za odstranjevanje bradavic na stopalih)
• navodilo za uporabo, ki vsebuje podrobne informacije o navadnih bradavicah in bradavicah na podplatih, izdelku Wartner, načinu delovanja in njegovi uporabi za učinkovito odstranjevanje navadnih bradavic in bradavic na stopalih.

E. Wartner komplet sadržava:

• Aerosolni raspršivač, koji sadržava mješavinu dimetil etera i propana, koja nije štetna za okoliš. CE 0344
• 1 plastični držač za višekratnu uporabu na koji se stavljaju pjenasti nastavci
• 12 jednokratnih pjenastih nastavaka za 12 uklanjanja
• 1 raščpicu za višekratnu uporabu (samo za bradavice na stopalima)
• Upute za uporabu, koje sadržavaju detaljne informacije o bradavicama i proizvodu Wartner - kako djeluje i kako se njime učinkovito koristiti za uklanjanje običnih bradavica i bradavica na stopalima.

E. Wartner pakovanje sadrži:

• Aerosol bočicu, koja sadrži mešavinu dimetil etera i propana, koja nije štetna za životnu okolinu. CE 0344
• 1 plastični držač za višekratnu upotrebu na koji se stavljaju sunđerasti aplikatori
• 12 jednokratnih sunđerastih aplikatora za 12 tretmana
• 1 turpiju za višekratnu upotrebu (samo za bradavice na stopalima)
• Uputstvo za upotrebu, koje sadrži detaljne informacije o bradavicama na rukama i stopalima, proizvodu Wartner i kako se proizvod koristi i kako njime možete uspešno tretirati bradavice na rukama i stopalima.

F. Navodilo za uporabo:

Pred uporabo izdelka Wartner preberite celotno navodilo za uporabo.

Bradavice običajno izginejo 10 do 14 dni po zamrzovanju z Wartnerjem. Stare in velike bradavice pogosto potrebujejo več kot eno zamrzovanje z Wartnerjem. Če 14 dni po zamrznitvi bradavica ali njen del ne odpadeta s kože, ju lahko ponovno varno odstranjujemo z Wartnerjem. Vsak penasti nastavek uporabite le enkrat, potem ga zavrzite. Če tri zamrzovanja iste bradavice z Wartnerjem niso prinesla izboljšanja, se posvetujte s svojim zdravnikom.

F. Upute za uporabu:

Prije uporabe Wartnera temeljito pročitajte upute za uporabu.

10 do 14 dana nakon uporabe proizvoda Wartner bradavice obično nestaju. Za stare i velike bradavice često je potrebno više puta nanijeti Wartner. Ako 14 dana nakon uporabe bradavica ili dio bradavice ne otpadne, proizvod Wartner možete sigurno ponovno upotrijebitie. Svaki pjenasti nastavak upotrijebite samo jednom, a nakon toga ga bacite. Ako nakon 3 nanošenja proizvoda Wartner ne primijetite poboljšanje, obratite se svom liječniku.

F. Uputstvo za upotrebu:

Pre upotrebe detaljno pročitajte uputstvo za upotrebu

10 do 14 dana nakon primene proizvoda Wartner bradavice obično nestaju. Za stare i velike bradavice često je potrebno više puta naneti Wartner. Ako 14 dana nakon tretmana bradavica ili deo bradavice ne otpadne, tretman proizvodom Wartner možete bezbedno ponoviti. Svaki sunđerasti aplikator upotrebite samo za jedan tretman, a nakon toga ga bacite. U slučaju da nakon 3 nanošenja proizvoda Wartner ne dođe do poboljšanja, obratite se lekaru.

Proizvođač: Omega Pharma International N.V., Venecoweg 26, 9810 Nazareth, Belgija
(BIH) **Distributer:** Oktal Pharma d.o.o., Pijačna 14a, 71210 Sarajevo
(SRB) **Ovlašćeni predstavnik proizvođača:** Adriatic Distribution d.o.o., Ljubostinjska 2/C5, 11 000 Beograd

Datum zadnje revizije besedila: februar 2022/
Datum posljednje revizije upute: veljača 2022 /
Datum poslednje revizije uputstva: februar 2022

ENOSTAVNA UPORABA V 4 KORAKIH ZA ODSTRANJEVANJE NAVADNIH BRADAVIC
JEDNOSTAVNA UPORABA U 4 KORAKA ZA UKLANJANJE OBIČNIH BRADAVICA

1. KORAK

Modri del penastega nastavka primemo s palcem in kazalcem ter stisnemo, da se pojavi majhna odprtina. Odprtino penastega nastavka namestimo na paličasti del plastičnega ključa tako, da paličasti del ne bo več viden.
Plavi kraj pjenastoga nastavka primite između palca i kažiprsta te ga stisnite dok se ne pojavi malen otvor. Otvor pjenastoga nastavka postavite na štapićasti plastični držač i potpuno uvucite držač, koji se više ne bi trebao vidjeti.
Držite plavi kraj sunđerastog aplikatora između palca i kažiprsta i stisnite dok se ne pojavi mali otvor. Postavite otvor sunđerastog aplikatora na štapić držača aplikatora sve dok štapić više ne bude vidljiv.




2. KORAK

Pršilnik držimo v pokončnem položaju, prosto in stran od telesa, odprtega ognja, vročine, neposredne sončne svetlobe, elektrostatskih in električnih virov. Plastični ključ s penastim nastavkom namestimo v odprtino na vrhu pokrova pršilnika tako, da se nastavek ne bo več videl. Pršilnik z eno roko čvrsto držimo pri dnu, z drugo za 3 sekunde (štejte od 21 do 23) močno pritisnemo plastični ključ. Med pritiskanjem slišimo sikajoči zvok. Iz odprtine odstranimo plastični ključ s penastim nastavkom. Penasti nastavek je prepojen s hladno tekočino, nastane kondenz, ki je neškodljiv.
Aerosolni raspršivač držite uspravno, dalje od tijela i otvorenoga plamena, izvora topline, izravne sunčeve svjetlosti i električnih izvora. Plastični držač s pjenastim nastavkom namjestite na otvor na vrhu aerosolnoga raspršivača, tako da se pjenasti nastavak više ne vidi. Aerosolni raspršivač držite čvrsto jednom rukom pri dnu, a drugom rukom čvrsto pritisnite držač nastavka prema dolje i držite ga 3 sekunde (brojite od 21 do 23). Pri tome ćete začuti zvuk pištanja. Izvucite držač s pjenastim nastavkom iz otvora. Pjenasti nastavak natopio se hladnom tekućinom te će nastati kondenzat koji nije škodljiv.
Aerosolni raspršivač držite uspravno, dalje od vašeg tela i otvorenog plamena, toplote, direktne sunčeve svetlosti i bilo kojih električnih izvora. Namestite držač sa sunđerastim aplikatorom na otvor na vrhu aerosolnog rasršivača, tako da se držač više ne vidi. Aerosolni raspršivač držite čvrsto jednom rukom pri dnu, a drugom rukom čvrsto pritisnite držač aplikatora prema dole i držite ga 3 sekunde (brojite 21 do 23). Dok držite, čućete zvuk šištanja. Izvucite držač sunđerastog aplikatora iz otvora. Sunđerasti aplikator se dovoljno natopio hladnom tečnošću i formiraće se kondenzacija koja nije štetna




3. KORAK

Ko iz odprtine odstranimo plastični ključ, počakamo 20 sekund, da se napojeni penasti nastavek še dodatno ohladi. S tem se poveča učinkovitost Wartnerja.
Nakon natapanja pjenastoga nastavka, pričekajte 20 sekundi prije nanošenja proizvoda kako bi se temperatura nanosa dodatno snizila te kako bi Wartner bio još učinkovitiji.
Nakon što se sunđerasti aplikator natopio, sačekajte 20 sekundi pre lokalne primene kako bi se se aplikator dodatno ohladio čime se povećava efikasnost Wartner proizvoda.



4. KORAK

Po 20 sekundah aplikator s penastim nastavkom nežno pritisnemo na bradavico.
• Za navadne bradavice držite 20 sekund.
• Za bradavice na stopalih držite 40 sekund.
Nakon isteka 20 sekundi, lagano pritisnite držač s pjenastim nastavkom na bradavicu.
• Za obične bradavice: nastavak držite 20 sekundi.
• Za bradavice na stopalima: nastavak držite 40 sekundi.
Nakon što ste sačekali 20 sekundi, lagano pritisnite držač sa sunđerastim aplikatorom na bradavicu.
• Za obične bradavice: aplikator držite 20 sekundi.
• Za bradavice na stopalima: aplikator držite 40 sekundi.



NAVADNA BRADAVICA/ OBIČNA BRADAVICA/ OBIČNA BRADAVICA



BRADAVICA NA STOPALIH/ BRADAVICA NA STOPALU/ BRADAVICA NA STOPALIMA

Penasti nastavek med uporabo ves čas držimo na bradavici, ki jo odstranjujemo. Na površini bradavice ga držimo toliko časa, kot je priporočeno. Občutili bomo kratkotrajno zbadajočo bolečino, ki je posledica zamrzovanja.
Ko odstranimo penasti nastavek z bradavice, počakamo dve minuti, preden s papirnatim robčkom odstranimo penasti nastavek s plastičnega ključa.
Po enkratni uporabi penasti nastavek zavrzite. Penastega nastavka ne uporabljate ponovno in se ne dotikajte njegove konice z golimi rokami, da preprečite ponovno okužbo z virusom, ki povzroča bradavice.
Pjenasti nastavak tijekom uporabe nemojte odizati od bradavice koju želite ukloniti. Pjenasti nastavak držite na površini bradavice onoliko koliko je preporučeno. Zamrzavanje može izazvati osjećaj neznatno bolnoga bockanja. Nakon uporabe proizvoda pričekajte 2 minute, a zatim papirnatim rupčićem izvucite pjenasti nastavak iz držača. Poslije uporabe bacite pjenasti nastavak jer je on namijenjen za jednokratnu uporabu. Nemojte ponovo upotrebljavati pjenasti nastavak niti dodirivati vrh pjenastoga nastavka golim rukama jer biste inače mogli kožu ponovno zaraziti virusom koji izaziva bradavice.

Tokom upotrebe, sunđerasti aplikator se ne odvaja od bradavice koja se tretira. Sunđerasti aplikator držite na području koji se tretira onoliko vremena koliko je preporučeno. Zamrzavanje može izazvati osećaj blagog bolnog peckanja. Nakon primene tretmana na bradavicu, sačekajte 2 minuta, a zatim maramicom izvucite sunđerasti aplikator iz držača. Nakon upotrebe, bacite sunđerasti aplikator koji je namenjen za jednokratnu upotrebu. Nemojte ponovo upotrebljavati isti sunđerasti aplikator niti dodirivati vrh sunđerastog aplikatora golim rukama da ne biste ponovo zarazili kožu virusom bradavica.

2 DODATNA KORAKA V PRIMERU BRADAVICE NA STOPALIH za optimalno pripravo in kot zaščita po uporabi

PRED UPORABO

Stopali najprej namakajte 5 minut v topli vodi. Nato previdno s pilico

2 DODATNA KORAKA ZA BRADAVICE NA STOPALU za optimalno pripremanje i njegu kože prije i nakon uklanjanja bradavice

PRIJE UKLANJANJA BRADAVICE

Prvo 5 minuta namačite stopalo u toploj vodi, a nakon toga raščpicom uklonite višak rožnate kožice oko bradavice.

2 DODATNA KORAKA ZA BRADAVICE NA STOPALIMA za optimalnu pripremu kao i za period nakon tretmana

PRE UKLANJANJA BRADAVICE

Prvo, potopite stopalo u mlaku vodu 5 minuta a zatim skinite turpijom zadebljalu kožu sa bradavice.



KORAKI OD 1 DO 4 / KORACI 1-4

Enako kot pri odstranjevanju navadnih bradavic
Pogledajte prethodno navedene korake za uklanjanje običnih bradavica.
Pogledajte prethodno navedene korake za uklanjanje običnih bradavica.

5. KORAK

Ko držite penasti nastavek na bradavici 40 sekund, lahko občutite nelagodje ob pritisku na področje, kjer imate bradavico. Lahko si pomagate tako, da občutljivo območje zaščitite z udobnim obližem, ki ga kupite v večjih trgovinah. Udobni obliži niso priloženi.
Nakon nanošenja i držanja proizvoda na bradavici 40 sekundi, mogli biste osjetiti nelagodu pri pritisku ili trenju površine na koju je proizvod bio nanesen. Korisno je osjetljivo područje prekriti debljim, pjenastim flasterom koji se može kupiti u većini trgovina.
Flasteri s jastučićima nisu priloženi proizvodu.
Nakon primene proizvoda na bradavici u trajanju od 40 sekundi, mogli biste osetiti nelagodu pri pritisku ili trenju na tretiranoj površini. Korisno je osjetljivo područje prekriti debljim flasterom koji se može kupiti u većini prodavnica. Pakovanje proizvoda ne sadrži deblje flastere.



G. Po odstranjevanju:

• Področje, s katerega ste odstranjevali bradavico, ohranite čisto.
• Dovoljeno je plavanje in tuširanje.
• Področja, kjer je bila bradavica, ne praskajte ali prebadajte.
• Zavarujte mehurje, če je potrebno, z obližem ter jih ne prebadajte.
• Posvetujte se z zdravnikom, če bolečzbadajoč občutek ne mine ali se pojavi kakšen drug zaplet.

G. Nakon tretmana:

• Područje na kojemu ste uklonili bradavicu držite čistim.
• Možete se kupati i tuširati.
• Područje na kojemu je bila bradavica nemojte dirati ili grebati.
• Mjehure prema potrebi zaštitite flasterom; nemojte ih bušiti.
• Posavjetujte se sa svojim liječnikom ako i dalje osjećate bolno bockanje ili neku drugu tegobu.

G. Nakon tretmana:

• Površinu koju ste tretirali držite čistom.
• Plivanje i tuširanje su dozvoljeni.
• Nemojte dirati ili češati područje na koje je primenjivan tretman.
• Zaštitite plikove flasterima, ako je potrebno; ne bušite plikove.
• Posavetujte se sa lekarom ako i dalje osećate bolno bockanje ili neku drugu tegobu.

59-34093-3005 LF01328D

CE 0344